



ALLMOBILITY BAGNOLETTO



BAGNOLETTO je inovatívny systém, ktorý poskytuje potešenie zo skutočného kúpeľa a. Zabezpečuje väčšiu úľavu, fyzickú aj psychickú, pričom cieľom je včasné a presné čistenie.

Ak sa staráte o osobu pripútanú na lôžko, určite poznáte dôležitosť fyzickej a psychickej pohody a podpory normálnych biologických funkcií a každodennej starostlivosti o telo. Aj keď pacient nie je sebestačný, je nevyhnutné snažiť sa udržiavať jeho hygienické návyky nezmenené, podporovať očistu a hydratáciu.



- ➖ V súčasnosti sa často vykonáva hygiena umývaním tela špongiami (namočenými vo vode alebo neutrálnych roztokoch saponátu) a dôkladným osušením pokožky. Táto metóda má však veľa obmedzení: špongie často spôsobujú podráždenie v dôsledku nadmerného trenia (v týchto prípadoch je pokožka obzvlášť citlivá). Okrem toho nie vždy zaručujú úplné vyčistenie, najmä v oblastiach, ktoré sú obzvlášť ťažko dostupné (rany a záhyby tela), a ak nie sú riadne sterilizované, môžu byť nosičmi infekcií (vírusy a baktérie).
- ➖ Ďalšou možnosťou, ak to podmienky dovoľujú, môže byť kúpeľ a sprcha s asistenciou. Kompletný kúpeľ zahŕňa použitie sedačky alebo elektrického zdviháka, ktorý musí byť nainštalovaný na vani, a sprcha zahŕňa nástennú sedačku alebo invalidný vozík. Obe metódy sú pomerne náročné na zvládnutie, vyžadujú si viac ako jedného asistenta a môžu mať za následok fyzické poranenia alebo silný stres pre pacienta.
- ➕ Podložka Allmobility Bagnoletto bola navrhnutá s cieľom prekonať tieto problémy. Je to najlepšia alternatíva k tradičným pomôckam; je pohodlná, praktická, rýchla a zaisťuje presné čistenie, čím znižuje stres asistenta a nepohodlie pre pacienta.

- ✓ > 5 žien použitá priamo na 10 pacientov za 7 dní ako jediná možnosť správnej manipulácie s pacientom
- ✓ : oskytuje všetky v 3 hodinách kúpeľa a
- ✓ ? 0 epšuje a 10 šetrovate sk3 cha hygienick3 chúnov
- ✓ A možnosť použitia teplejšej vody v ak3 chko veľkých podmienkach a 0 e7 konte@te
- ✓ C e potre7 uje 0 ektrinu
- ✓ F hodná pre ak3 ko veľký postel 0 e7 e7 o nic 0
- ✓ G 3 ch0 jednoduché použitie



BAGNOLETTO is a PVC sheet with stiffened side edges that are lifted and hooked together to form a container. It is positioned more or less in the same way as when changing the sheet with the patient on the bed. The operation is facilitated by the gripping straps.



Extend BAGNOLETTO

Position the person slowly on one side



Assembly

Place BAGNOLETTO partially under the person. Rotate the person and fully unfold BAGNOLETTO







Bathting

Use the pressure pump-tank and the hand shower. Give the pleasure of a complete bath



Dismantling

Empty the excess water. Remove the disposable sheet and disassemble BAGNOLETTO



The system has several water drainage points and straight or curved corrugated hoses that facilitate this operation.

The water can be brought from a tap with an extension, or the manual pressure tank (accessory) can be used. For professional use in residential or rehabilitation facilities, it is suggested to employ disposable sheets that can be used for every single wash.



Watch the video on Youtube >



ARTICLE CODE	DESCRIPTION
VQ BLBAGNOLE	BAGNOLETTO sheet 85x190x20 cm
VQ BLSERBAT	Manual pressure tank for BAGNOLETTO
VQ BLTELINI	Disposable sheets for BAGNOLETTO 10 pcs and 4 punches
VQ BLSOLOTELI	Disposable sheets for BAGNOLETTO 10 pcs



- **How to use BAGNOLETTO?**

Extend bagnoletto under your patient and use the pump-tank (which contains clean warm water) to shower the person.

- **Can it be used with any type of bed?**

Yes, BAGNOLETTO is suitable for any type of bed (even without sides).

- **What are the dimensions of the BAGNOLETTO?**

85 x 190 x 20h cm

- **Which materials are involved in the production of Bagnoletto?**

BAGNOLETTO is made of polyester fabric and class 2C PVC enamel.



- **How do I drain the waste water?**

After the bath, dirty water is drained into special containers, through the pipes provided.

- **How do I store the BAGNOLETTO?**

After each use, BAGNOLETTO must be carefully dried and sanitized with an ethanol-based solution (recommended product: Melsept spray).

- **How much water does the tank contain?**

The pump tank contains 10 litres.

- **Is it possible to add drugs to the water?**

Yes, it is possible to supply solutes and medical solvents.

- **Is it necessary to move the patient?**

No, BAGNOLETTO can be used directly on person's bed and allows you to avoid any imprudent movement.

- **How many operators are necessary to use BAGNOLETTO?**

One operator is sufficient. The sequence is short and easy to follow, as shown in the video uploaded.

- **Is it possible to use BAGNOLETTO without electricity?**

Yes, BAGNOLETTO can be used in environments without electricity.

- **Is it necessary to sanitize the aid after use?**

Disposable sheets avoid the need any further sanitizing operation, especially for healthcare facilities.

